

# Kullanım Talimatları (Hypervolt 3 Pro)

## **KULLANIM**

Hypervolt 3 Pro'nuzu açmak için güç ayar düğmesine 0,5 saniye basılı tutun. Cihazınız açıldığında, tutamağın tabanındaki pil seviyesi göstergesi (LED şerit) yanacaktır. Hızları değiştirmek için (1-6) kodlayıcı kadranını çevirin. Işıklar mevcut hızı gösterecektir. Kapatmak için güç düğmesine 0,5 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

## **BASLIK DEĞİŞTİRME**

Başlıkları yalnızca hız ayarı kapatıldıktan ve başlık hareketi durduktan sonra değiştirin. Başlıkları değiştirmek için, mevcut başlığı düz bir şekilde çekerek çıkarın ve istediğiniz başlığı doğrudan açıklığa sıkıca bastırarak takın.

## **SARJ ETME**

İlk kullanımdan önce, pil cihaza takılı veya takılı değilken, pili en fazla dört saat boyunca tamamen şarj edin. Şarj etmek için, birlikte verilen 18V şarj cihazının DC ucunu pilin/tutacağın altındaki şarj portuna bağlayın ve şarj cihazını bir duvar prizine takın. LED ışık bandının renkleri, kırmızıdan (düşük) yeşile (tam şarjlı) kadar değişen şarj seviyesini gösterir. LED bandı yeşil ve tamamen yandığında tam şarj olduğu anlaşılır. Pil, herhangi bir zamanda ve herhangi bir pil seviyesinde şarj edilebilir. Pilin tamamen boşaltılıp kırmızı LED seviyesine getirilmesi önerilmez. Ortalama çalışma süresi, kullanım sırasında uygulanan hız seviyesine ve basınca bağlı olarak 2+ saattir. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda, saklama ve seyahat sırasında güç düğmesinin KAPALI konumda olması önerilir.

## **TEMİZLİK VE SAKLAMA**

Gücün KAPALI olduğundan ve pil şarj cihazının takılı olmadığından emin olun. Nemli, temiz bir bez kullanarak Hypervolt 3 Pro'nuzu nazikçe silin. Kullanılmadığı zamanlarda temiz, serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde saklayın.

## **HYPERICE UYGULAMASINA BAĞLANMA**

Cihazınızı Bluetooth® aracılığıyla Hyperice Uygulamasına bağlamak için cihazınızın açık olduğundan, telefonunuzda Bluetooth®'un açık olduğundan ve cihazınızın yakın mesafede olduğundan emin olun. Hyperice Uygulamasında bir egzersiz rutini seçin ve istenirse "Cihazları Tara"ya dokununuz. Ekranda görüldüğünde cihazınızı seçin. HyperSmart™, siz egzersiz rutinini takip ederken cihazınızı otomatik olarak başlatacak ve hızı ve yoğunluğu ayarlayacaktır.



HYPERİCE TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ ARD MEDİKAL SAN İÇ VE DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. Yedpa Ticaret Mrk. G cad. No:86 Ataşehir / İSTANBUL

0216 415 86 87 [www.ardmedikal.com](http://www.ardmedikal.com)